


ISTRUZIONI PER RACCOGLIERE IL CAMPIONE DI FECI PER LA RICERCA DEL SANGUE OCCULTO

Scrivere sull'etichetta della provetta il proprio **COGNOME** e **NOME** (in stampatello) e la **DATA DI NASCITA**

ATTENZIONE NON scrivere dove c'è il codice a barre **ma sul lato opposto**.

NO!!



SI !!



1. Le è stato consegnato un kit composto da un flaconcino ed una busta di plastica.
2. È necessario innanzitutto raccogliere un campione di feci. Si consiglia di disporre uno strato di carta igienica nel WC in modo da trattenere le feci per il tempo necessario ad eseguire il prelievo.
3. Svitare ed estrarre dalla provetta il tappo verde con il bastoncino, facendo attenzione a non versare il liquido contenuto.
4. Strisciare il bastoncino sopra le feci alcune volte in senso orizzontale e verticale. È sufficiente la quantità di feci che rimane sulle scanalature della parte finale del bastoncino.
5. Inserire il bastoncino nella provetta, fare pressione fino a sentire un clic di chiusura e agitare.
6. Inserire la provetta nell'apposita bustina (lato con chiusura; nell'altro lato la lettera ricevuta con il consenso informato).
7. Mettere la provetta in frigorifero (2°-10°) e consegnarla il giorno stesso o al massimo entro 24 ore.
8. **È importante eseguire il test SOLO se si può effettuare la consegna al massimo entro 24 ore.**
9. La consegna deve essere fatta in farmacia il:
⑥ **Martedì** ⑥ **Mercoledì**
entro le ore 12 in base alle indicazioni del FARMACISTA.

Nota!

- Non è necessario seguire alcuna dieta particolare prima della raccolta delle feci.
- Evitare di contaminare le feci con le urine.
- Il prelievo non deve essere eseguito durante il flusso mestruale.
- Se si è affetti da emorroidi non eseguire il prelievo se sono sanguinanti.
- Non utilizzare la provetta in caso di rottura del bastoncino o di perdita del liquido in essa contenuto.

